

# TOF 3D

NEUROMUSKULÄRES MONITORING  
VON DEN MACHERN DES TOF-WATCH\*



[tof3d-med.com](http://tof3d-med.com)  
[mipm.com](http://mipm.com)

ZUVERLÄSSIG  
LEICHT BEDIENBAR  
KOSTENEFFIZIENT



\*TOF-Watch® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme B.V.

# TOF<sup>3D</sup>

NEUROMUSKULÄRES MONITORING

## VARIABLES WARNMELDUNGSMANAGEMENT

### TECHNISCHE KOMPONENTEN

- + Verschiedene Stimulationsmodi:  
TOF, PTC, TET, Single Twitch, Double Burst
- + 3-dimensionale Beschleunigungsmessung
- + Batterie: + mehr als 1500 Std. Dauerbetrieb  
+ Standard AA-Batterien
- + Großes 4,4 Zoll LCD-Display
- + Integration und Bedienung über andere Patientenmonitore und Krankenhausnetzwerke möglich\*
- + Platzierung am Tisch, am Infusionsständer, an der Normschiene
- + Warnmeldungsmanagement – Einstellen der unteren und oberen Alarmgrenzen für TOF-Level
- + Messung der Hautoberflächentemperatur
- + Automatische Messwertspeicherung auf dem Gerät und auf externe Geräte übertragbar

\*Abhängig vom Monitortyp

### DISPLAY – ANZEIGE



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



### PRODUKTINFORMATIONEN

| BESCHREIBUNG     | SPEZIFIKATIONEN                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| HÖHE             | 62,5 mm                                         |
| BREITE           | 141 mm                                          |
| TIEFE            | 202 mm                                          |
| STIMULATIONSMODI | TOF, PTC, DBS, TET, Single Twitch, Double Burst |


Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

### APPLIKATION

- + Verwendung von Standardelektroden
- + Verschiedene Positionierungen des Beschleunigungsmesswandlers möglich
- + Impedanzüberwachung für optimale Stimulation
- + Automatische Kalibrierfunktion für individuelle Reizantwort
- + Automatische Messzyklen einstellbar



Anzeige des TOF-Response



Anzeige des Trends während des Betriebs



MIPM MAMMENDORFER INSTITUT FÜR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH  
OSKAR-VON-MILLER STRASSE 6-7 82291 MAMMENDORF, GERMANY  
TEL. +49 (0)8145 9209 0 FAX +49 (0)8145 9209 33 SALES@MIPM.COM

mipm.com

